

Walkers by Orliman®



Artikel: EST-089



AIR WALKER

Eigenschaften:

Äusserst geringes Gewicht
Spezielle, luftdurchlässige Rahmenkonstruktion für einen optimalen Tragekomfort
Integrierte Pumpe
Regler-Ventil zur individuellen Einstellung der stabilisierenden Kompression
Atmungsaktive Schutzhüllen für Bein und Fuß
Sohle mit flachem, rutschfestem Profil
Vier Schutzhüllen (eines davon für die Zehen)
Kann links und rechts getragen werden

Indikationen:

- Stabile Frakturen am unteren Drittel des Beins (distale Fibula- oder Tibiafraktur)
- Stabile Frakturen an Knöchel und Fuß
- Knöcheldistorsionen
- Weichteilverletzungen des Fusses
- Schwerer Fersensporn
- Postoperativ nach Achillessehnenbehandlung

Farbe:

Grau

Grössen	Schuhgrösse	Inches (Zoll)		Höhe
		Frauen	Männer	
1	≤37	6,5	5	34,5
2	≤41	9,5	8	41,5
3	≤45	13	11,5	44,5



S A N O R T A

Sanorta GmbH
5102 Rapperswil
Tel. 062 897 04 20
Fax 062 897 04 21
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch

ORLIMAN
Advancing for your well-being

EDITION: 12/2017