

Knieschienen



Artikel: G1 (Extension)

Artikel: G1 20° (Flexion)

IMMOBILISIERENDE KNIESCHIENE STANDARD

Eigenschaften:

Immobilisierende Knieschiene in Extension und Flexion 20°. Anatomisches Design für eine optimale Anpassung an den Patienten. Angenehmes Material aus Schaumstoff, Innenseite aus Frottée. Auf der Innenseite zusätzliches Befestigungsband für eine einfache Handhabung beim Anziehen. 4 herausnehmbare Aluschienen zur individuellen Anpassung. Auf der Rückseite vorgeformte Schienen. Extra weiche Kanten für einen hohen Tragkomfort. Velcro Verschluss-System. Farbkennzeichnung der Grössen.

Indikationen:

- Posttraumatische Immobilisierung des Knies
- Verwendung pre- oder postoperativ
- Bei Bänder-Verletzungen
- Bei Muskel-Verletzungen
- Bei Gelenk-Verletzungen

Farbe:

- Schwarz

Grössen- und Längen / Messpunkt:

Umfang Oberschenkel, 20 cm über der Patella; bei Kindern 12 cm über der Patella

Länge der Knieschiene

Oberschenkel Umfang	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
< 30 cm	G1 25 XXS / 2 - 3 J.						
< 35 cm		G1 30 XS / 3 - 7 J.	G1 40 XS / 7 - 9 J.				
< 42 cm			G1 40 S	G1 50 S			
< 50 cm	< 135 cm			G1 50 M	G1 55 M	G1 60 M	G1 65 M
< 55 cm				G1 50 L	G1 55 L	G1 60 L	G1 65 L
< 60 cm				G1 50 XL	G1 55 XL	G1 60 XL	G1 65 XL
< 65 cm				G1 50 XXL			
< 75 cm				G1 50 XXXL			



Sanorta GmbH
5102 Rapperswil
Tel. 062 897 04 20
Fax 062 897 04 21
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch

GRAPHITE
MEDICAL

EDITION: 12/2017