

IV-Therapie Schienen und Abdeckkappen Pädiatrie



Artikel: 330

I.V. VERBAND MIT ABDECKKAPPE

Eigenschaften:

Die 330 Serie wurde für den Schutz von Neugeborenen und Säuglingen entwickelt. Diese UltraDressing Produkte decken die IV-Einführungsstelle ab, um eine Bewegung des IV-Katheters zu verhindern und Verletzungen beim Patienten zu vermeiden. Dieses innovative Design ist in zwei Größen für Neugeborene mit niedrigem bis normalem Geburtsgewicht erhältlich und kann an der Hand, am Arm, am Fuss/Knöchel oder anderen peripheren IV verwendet werden. Der verstellbare Verbandteil wird mit einem Klettverschluss befestigt. Dies bedeutet eine Reduktion von Pflaster, welche die empfindliche Haut der kleinsten Patienten beschädigen können.

Funktionen:

- Verstellbarer, wiederverschließbarer Klettverschluss verhindert ein Überkleben von empfindlicher Haut.
- Glatte Kanten und eine weiche, biegsame Stoffhülle für einen sicheren, sanften IV-Schutz.
- Einfache Sichtbarkeit und Überwachung der IV-Zugangsstelle, um Verletzungen wie Infiltration und Extravasation zu vermeiden.
- Beseitigt exponierte Schleifen, eine der Hauptursachen für das Verrutschen.
- Maximiert die Verweilzeit, minimiert die Notwendigkeit schmerzhafter, traumatischer Neustarts.
- Erhältlich in zwei Größen; passt auf Hand, Arm, Fuss oder Bein.
- Konzipiert für die Verwendung in Kombination mit den I.V. TLC® Schienen

Eigenschaften Material

- Sicher für MRI
- Ohne Latex
- Ohne Weichmacher (Diethylhexylphthalat (DEHP) und Bisphenol A)

Größen:



330M XS

330L Small

Die Produkte werden mit 4 Stickern mit einem schlafenden Welpen geliefert, welche auf die Kappe geklebt werden können. Für den Patienten ist es wichtig zu hören, dass der kleine Hund in seinem Haus schläft und für einen guten Schlaf nicht berührt werden darf!



Verpackungseinheiten:

Originalverpackung: 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück



Sanorta GmbH
5102 Rapperswil
Tel. 062 897 04 20
Fax 062 897 04 21
E-mail: info@sanorta.ch · www.sanorta.ch

